

## Información general

**Nombre de producto:** PIPETAS GRADUADAS CLASE A


**Fecha Rev.:** Oct 31, 2023

**Detalles:**

Pipetas graduadas clase A tipo 3 fabricadas en vidrio soda, según ISO 835. Calibradas por vertido (TD, EX). Descarga completa.

Pipetas terminales (graduación hasta la punta) con graduación en ámbar. Con código de colores para fácil identificación de la capacidad.

## Fotografía



LABOR

## Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Subdivisiones (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)
0200493210	0.1	0.01	$\pm 0.006$
0200493215	0.2	0.01	$\pm 0.006$
0200493220	0.5	0.01	$\pm 0.006$
0200493225	1	0.01	$\pm 0.007$
0200493230	2	0.02	$\pm 0.01$
0200493235	5	0.05	$\pm 0.03$
0200493240	10	0.1	$\pm 0.05$
0200493245	20	0.1	$\pm 0.1$
0200493255	25	0.1	$\pm 0.1$
0200493260	50	0.1	$\pm 0.2$



## General Information

**Product name:** MEASURING PIPETTES, CLASS A

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Class A type 3 graduated pipettes made of soda glass, according to ISO 835. Calibrated to deliver (TD, EX).

Serological pipettes (graduation up to the tip) with amber graduation. Color-coded for easy identification of capacity.

## Picture



LABOR

## Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Subdivisions (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)
0200493210	0.1	0.01	$\pm 0.006$
0200493215	0.2	0.01	$\pm 0.006$
0200493220	0.5	0.01	$\pm 0.006$
0200493225	1	0.01	$\pm 0.007$
0200493230	2	0.02	$\pm 0.01$
0200493235	5	0.05	$\pm 0.03$
0200493240	10	0.1	$\pm 0.05$
0200493245	20	0.1	$\pm 0.1$
0200493255	25	0.1	$\pm 0.1$
0200493260	50	0.1	$\pm 0.2$

