

Información general

Nombre de producto: FRASCO ISO DE LABORATORIO CON TAPÓN PREMIUM GL-45

Fecha Rev.: Feb 26, 2020

Detalles:

Frascos ISO de laboratorio fabricados en vidrio borosilicato 3.3 y tapón GL-45 fabricado en material con alta resistencia química (TPCh260) y resistencia térmica de -196 a 200°C, con junta de silicona recubierta de PTFE. Resistencia al choque térmico de 160 K. Frasco y tapón de rosca según las directrices USP / EP (Vidrio tipo I, tapón de rosca de materia prima USP Clase VI, sello FDA).

Estos frascos son altamente estancos gracias a los tapones Premium con junta que utilizan, siendo adecuados para procesos en los que se producen altas temperaturas. Los frascos se suministran con graduación en blanco.

Con código de trazabilidad. Autoclavable.

Rosca GL-45.

Conforme a ISO 4796-1, DIN ISO 718 y ASTM E438.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Rosca
0200162210	100	GL-45
0200162220	250	GL-45
0200162230	500	GL-45
0200162240	1000	GL-45



General Information

Product name: LABORATORY BOTTLES, PREMIUM

Rev. Date: Feb 26, 2020

Details:

ISO laboratory bottles made of borosilicate glass 3.3 and GL-45 stopper made of material with high chemical resistance (TPCh260) and thermal resistance from -196 to 200°C, with PTFE coated silicone gasket. Thermal shock resistance of 160 K. Bottle and screw cap according to USP / EP guidelines (Type I glass, USP Class VI raw material screw cap, FDA seal).

These bottles are highly leak-proof due to the premium sealing caps used and are suitable for processes involving high temperatures. The bottles are supplied with white graduation.

With traceability code. Autoclavable.

Thread GL-45.

Compliant with ISO 4796-1, DIN ISO 718 and ASTM E438.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Thread
0200162210	100	GL-45
0200162220	250	GL-45
0200162230	500	GL-45
0200162240	1000	GL-45

