

Información general

Nombre de producto: PORTAVARILLAS FLEXIBLE PARA AGITADOR

Fecha Rev.: Oct 10, 2024

Detalles:

Acoplamiento flexible de acero inoxidable, para conexión directa al cabezal del agitador.

Para varillas de 6 a 10 mm Ø.

Compensa axialmente las diferencias de alineación y altura.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
10FCOU0810	Para varillas de 6 a 10 mm Ø

General Information

Product name: FLEXIBLE COUPLING FOR STIRRER

Rev. Date: Oct 10, 2024

Details:

Flexible stainless steel coupling for direct connection to the stirrer head.

For stirring rods from 6 to 10 mm Ø.

Axially compensates for alignment and height differences.

Picture



Technical Information

Ref.	Characteristics
10FCOU0810	For stirring rods from 6 to 10 mm Ø