

Información general

Nombre de producto: PICNÓMETRO GAY-LUSSAC CON TERMÓMETRO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con termómetro 10-35°C/0,2°C; esmerilado 10/19. Disponible con o sin calibración.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Calibración
0100521701	10	Calibrado con certificado individual
0100521702	25	Calibrado con certificado individual
0100521703	50	Calibrado con certificado individual
0100521704	100	Calibrado con certificado individual

General Information

Product name: GAY-LUSSAC PYCNOMETER WITH THERMOMETER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With thermometer 10-35°C/0,2°C; frosted 10/19. Available with or without calibration.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Calibration
0100521701	10	Adjusted with single certificate
0100521702	25	Adjusted with single certificate
0100521703	50	Adjusted with single certificate
0100521704	100	Adjusted with single certificate

