

Información general

Nombre de producto: MATRACES FONDO REDONDO PARA NITRÓGENO SCHLENK CON LLAVE DE VIDRIO

Fecha Rev.: Feb 07, 2025

Detalles:

Matraces de fondo redondo de nitrógeno (matraces Schlenk), vidrio borosilicato 3.3, con junta esmerilada cónica y con un brazo en ángulo, llave de paso NS vidrio.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100101221	Vidrio	25	14/23
0100101231	Vidrio	50	14/23
0100101234	Vidrio	50	29/32
0100101241	Vidrio	100	14/23
0100101244	Vidrio	100	29/32
0100101251	Vidrio	250	14/23
0100101254	Vidrio	250	29/32
0100101264	Vidrio	500	29/32
0100101284	Vidrio	1000	29/32



Product datasheet

General Information

Product name: NITROGEN ROUND BOTTOM FLASKS, GLASS STOPCOCK

Rev. Date: Feb 07, 2025

Details:

Round-bottom nitrogen flasks (Schlenk flasks), borosilicate glass 3.3, with a ground glass cone joint and an angled sidearm, NS glass stopcock.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Socket Joint
0100101221	GLASS	25 ML	14/23
0100101231	GLASS	50 ML	14/23
0100101234	GLASS	50 ML	29/32
0100101241	GLASS	100 ML	14/23
0100101244	GLASS	100 ML	29/32
0100101251	GLASS	250 ML	14/23
0100101254	GLASS	250 ML	29/32
0100101264	GLASS	500	29/32
0100101284	GLASS	1000 ML	29/32

