

Información general

Nombre de producto: MATRACES FONDO REDONDO PARA NITRÓGENO SCHLENK LLAVE AGUJA

Fecha Rev.: Feb 07, 2025

Detalles:

Matraces de fondo redondo de nitrógeno (matraces Schlenk), vidrio borosilicato 3.3, con junta esmerilada cónica y llave de paso vertical con válvula de aguja.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100101321	PTFE Aguja	25	14/23
0100101331	PTFE Aguja	50	14/23
0100101334	PTFE Aguja	50	29/32
0100101341	PTFE Aguja	100	14/23
0100101344	PTFE Aguja	100	29/32
0100101351	PTFE Aguja	250	14/23
0100101354	PTFE Aguja	250	29/32
0100101364	PTFE Aguja	500	29/32
0100101384	PTFE Aguja	1000	29/32



Product datasheet

General Information

Product name: NITROGEN ROUND BOTTOM FLASKS, NEEDLE STOPCOCK

Rev. Date: Feb 07, 2025

Details:

Round-bottom nitrogen flasks (Schlenk flasks), borosilicate glass 3.3, with a ground glass cone joint and a vertical stopcock with a needle valve.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Socket Joint
0100101321	PTFE NEEDLE	25 ML	14/23
0100101331	PTFE NEEDLE	50 ML	14/23
0100101334	PTFE NEEDLE	50 ML	29/32
0100101341	PTFE NEEDLE	100 ML	14/23
0100101344	PTFE NEEDLE	100 ML	29/32
0100101351	PTFE NEEDLE	250 ML	14/23
0100101354	PTFE NEEDLE	250 ML	29/32
0100101364	PTFE NEEDLE	500	29/32
0100101384	PTFE NEEDLE	1000 ML	29/32

