

Información general

Nombre de producto: REFRIGERANTE ALTA EFICIENCIA

Fecha Rev.: Feb 12, 2025

Detalles:

Condensador de alta eficiencia con cuatro serpentines de refrigeración y una superficie de 2.350 cm². Fabricado en vidrio de borosilicato 3.3, con camisa de 300 mm de longitud, esmerilado macho y hembra 45/40 y olivas de vidrio para conexión segura.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud útil (MM)	Esmerilado Macho	Esmerilado Hembra
0100234937	300	45/40	45/40



General Information

Product name: HIGH-EFFICIENCY CONDENSERS

Rev. Date: Feb 12, 2025

Details:

High-efficiency condenser with four cooling coils and a surface area of 2,350 cm². Made of borosilicate glass 3.3, featuring a 300 mm jacket length, 45/40 cone and socket joint, and glass olives for a secure connection.

Picture



Technical Information

Ref.	Useful length (MM))	Cone Joint	Socket Joint
0100234937	300	45/40	45/40

