

Información general

Nombre de producto: PROBETAS GRADUADAS CLASE A, USP

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Probetas graduadas USP clase A fabricadas en vidrio borosilicato 3.3. Pie hexagonal.

Calibradas por contenido (TC, IN). Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricadas según ISO 4788 y sección 31 de la USP.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)	Subdivisiones (ML)
0100495002	5	± 0.05	0.1
0100495004	10	± 0.100	0.2

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)	Subdivisiones (ML)
0100495007	25	± 0.17	0.5
0100495008	50	± 0.25	1
0100495009	100	± 0.5	1
0100495013	250	± 1	2
0100495015	500	± 2	5
0100495016	1000	± 3	10
0100495017	2000	± 6	20



General Information

Product name: MEASURING CYLINDERS, CLASS A, USP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

USP class A graduated cylinders made of borosilicate 3.3. glass. Hexagonal base.

Calibrated to contain (TC, IN). Batch control according to ISO 2859-1. Manufactured according to ISO 4788 and section 31 of the USP.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)
0100495002	5 ML	± 0.05	0.1
0100495004	10 ML	0.10 ML	0.2

Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)
0100495007	25 ML	± 0.17	0.5
0100495008	50 ML	± 0.25	1
0100495009	100 ML	± 0.5	1
0100495013	250 ML	± 1	2
0100495015	500	± 2	5
0100495016	1000 ML	± 3	10
0100495017	2000 ML	± 6	20

