

Información general


Nombre de producto: PROBETAS GRADUADAS CLASE A LABGILLS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)	Subdivisiones (ML)
10PLGT0005	5	± 0.05	0.1
10PLGT0010	10	± 0.100	0.2
10PLGT0025	25	± 0.25	0.5

Ficha de producto

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)	Subdivisiones (ML)
10PLGT0050	50	± 0.5	1
10PLGT0100	100	± 0.5	1
10PLGT0250	250	± 1	2
10PLGT0500	500	± 2.5	5
10PLGT1000	1000	± 5	10
10PLGT2000	2000	± 10	20



General Information

Product name: MEASURING CYLINDERS, CLASS A

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made from borosilicate glass 3.3.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)
10PLGT0005	5 ML	± 0.05	0.1
10PLGT0010	10 ML	0.10 ML	0.2
10PLGT0025	25 ML	± 0.25	0.5

Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)
10PLGT0050	50 ML	± 0.5	1
10PLGT0100	100 ML	± 0.5	1
10PLGT0250	250 ML	± 1	2
10PLGT0500	500	± 2.5	5
10PLGT1000	1000 ML	± 5	10
10PLGT2000	2000 ML	± 10	20

