

## Información general

**Nombre de producto:** BURETAS DAFERT CLASE B

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Ajuste automático del punto cero. Llave con dos perforaciones para un cambio sencillo de llenado a valoración. Con franja de Schellbach.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100347425	PTFE Cónica	25	$\pm 0.08$	0.1
0100347450	PTFE Cónica	50	$\pm 0.100$	0.1

## General Information

**Product name:** DAFERT BURETTES, CLASS B

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Automatic zeroing. Stopcock with two oblique bores for convenient switch from filling to titrating. With Schelbach stripe.

Made from borosilicate glass 3.3.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100347425	CONICAL PTFE	25 ML	$\pm 0.08$	0.1
0100347450	CONICAL PTFE	50 ML	0.10 ML	0.1