

Información general

Nombre de producto: BURETAS LARGAS RECTAS CLASE A

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100490854	Vidrio	10	± 0.02	0.02
0100490857	Vidrio	25	± 0.03	0.05
0100490864	PTFE Cónica	10	± 0.02	0.02
0100490867	PTFE Cónica	25	± 0.03	0.05

Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100490874	PTFE Aguja	10	± 0.02	0.02
0100490877	PTFE Aguja	25	± 0.03	0.05
0100490884	Plástico	10	± 0.02	0.02
0100490887	Plástico	25	± 0.03	0.05



General Information

Product name: BURETTES CLASS A, LONG

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100490854	GLASS	10 ML	± 0.02	0.02
0100490857	GLASS	25 ML	± 0.03	0.05
0100490864	CONICAL PTFE	10 ML	± 0.02	0.02
0100490867	CONICAL PTFE	25 ML	± 0.03	0.05

Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100490874	PTFE NEEDLE	10 ML	± 0.02	0.02
0100490877	PTFE NEEDLE	25 ML	± 0.03	0.05
0100490884	Plastic	10 ML	± 0.02	0.02
0100490887	Plastic	25 ML	± 0.03	0.05

