

## Información general

Nombre de producto: BURETAS DE SOBREMESA CLASE A - REPUESTO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492324	PTFE Cónica	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492327	PTFE Cónica	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492328	PTFE Cónica	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492524	Vidrio	10	$\pm 0.02$	0.05

## Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492527	Vidrio	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492528	Vidrio	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492724	PTFE Aguja	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492727	PTFE Aguja	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492728	PTFE Aguja	50	$\pm 0.05$	0.1



## General Information

**Product name:** BURETTES AUTOMATIC ZERO, CLASS A - SPARE PART

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492324	CONICAL PTFE	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492327	CONICAL PTFE	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492328	CONICAL PTFE	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492524	GLASS	10 ML	$\pm 0.02$	0.05

## Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492527	GLASS	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492528	GLASS	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492724	PTFE NEEDLE	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492727	PTFE NEEDLE	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492728	PTFE NEEDLE	50 ML	$\pm 0.05$	0.1

