

Información general

Nombre de producto: BURETAS DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - SET COMPLETO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

- Enrase a 0 automático.
- Con frasco de llenado.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492334AM	PTFE Cónica	10	± 0.02	0.05
0100492337AM	PTFE Cónica	25	± 0.05	0.1

Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492338AM	PTFE Cónica	50	± 0.05	0.1
0100492534AM	Vidrio	10	± 0.02	0.05
0100492537AM	Vidrio	25	± 0.05	0.1
0100492538AM	Vidrio	50	± 0.05	0.1
0100492734AM	PTFE Aguja	10	± 0.02	0.05
0100492737AM	PTFE Aguja	25	± 0.05	0.1
0100492738AM	PTFE Aguja	50	± 0.05	0.1



General Information

Product name: BURETTES AUTOMATIC ZERO, CLASS A, COMPLETE SET - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

- Automatic zeroing.
- Includes flask.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492334AM	CONICAL PTFE	10 ML	± 0.02	0.05
0100492337AM	CONICAL PTFE	25 ML	± 0.05	0.1

Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance (\pm ML)	Subdivisiones (ML)
0100492338AM	CONICAL PTFE	50 ML	± 0.05	0.1
0100492534AM	GLASS	10 ML	± 0.02	0.05
0100492537AM	GLASS	25 ML	± 0.05	0.1
0100492538AM	GLASS	50 ML	± 0.05	0.1
0100492734AM	PTFE NEEDLE	10 ML	± 0.02	0.05
0100492737AM	PTFE NEEDLE	25 ML	± 0.05	0.1
0100492738AM	PTFE NEEDLE	50 ML	± 0.05	0.1

