

## Información general

**Nombre de producto:** BURETAS DESMONTABLES DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - SET COMPLETO

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con frasco de llenado.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492364AM	PTFE cónica	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492367AM	PTFE cónica	25	$\pm 0.05$	0.1

## Ficha de producto

Ref.	Tipo de llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492368AM	PTFE cónica	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492564AM	Vidrio	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492567AM	Vidrio	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492568AM	Vidrio	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492764AM	PTFE aguja	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492767AM	PTFE aguja	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492768AM	PTFE aguja	50	$\pm 0.05$	0.1



# Product datasheet

## General Information

**Product name:** DETACHABLE BURETTES, AUTOMATIC ZERO, CLASS A, COMPLETE SET - AMBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

With bottle.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492364AM	PTFE conical	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492367AM	PTFE conical	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492368AM	PTFE conical	50 ML	$\pm 0.05$	0.1

## Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492564AM	Glass	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492567AM	Glass	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492568AM	Glass	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492764AM	PTFE needle	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492767AM	PTFE needle	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492768AM	PTFE needle	50 ML	$\pm 0.05$	0.1

