

Información general

Nombre de producto: PIPETAS AUTOMÁTICAS KIPP, COMPLETAS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Las pipetas de Kipp se suministran con un frasco de 1000 mL, graduado y con esmerilado 29/32.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad dosificador (ML)
0100494425	1
0100494430	2

Ficha de producto

Ref.	Capacidad dosificador (ML)
0100494435	5
0100494440	10
0100494455	25
0100494460	50



Product datasheet

General Information

Product name: KIPP DISPENSERS, COMPLETE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made from borosilicate 3.3 glass.

The Kipp dispensers are provided with a 1000 mL laboratory bottle, graduated and 29/32 socket.

Picture



Technical Information

Ref.	Dispenser capacity (ML)
0100494425	1
0100494430	2

Product datasheet

Ref.	Dispenser capacity (ML)
0100494435	5
0100494440	10
0100494455	25
0100494460	50

