

Información general

Nombre de producto: PIPETAS GRADUADAS CLASE B

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Pipetas graduadas clase B tipo 3 fabricadas en vidrio soda, según ISO 835. Calibradas por vertido (TD, EX).

Pipetas terminales (graduación hasta la punta) con graduación en ambar. Con código de colores para fácil identificación de la capacidad.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia ($\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)	Unidades (Pack)
0200493125	1	± 0.01	0.01	20

Ficha de producto

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)	Subdivisiones (ML)	Unidades (Pack)
0200493130	2	± 0.02	0.1	20
0200493135	5	± 0.05	0.05	20
0200493140	10	± 0.100	0.1	10
0200493145	20	± 0.2	0.1	10
0200493155	25	± 0.2	0.1	10
0200493165	50	± 0.4	0.1	10



General Information

Product name: MEASURING PIPETTES, CLASS B

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Class B type 3 graduated pipettes made of soda glass, according to ISO 835. Calibrated to deliver (TD, EX).

Serological pipettes (graduation up to the tip) with amber graduation. Color-coded for easy identification of capacity.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)	Units (Pack)
0200493125	1	± 0.01	0.01	20

Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)	Subdivisiones (ML)	Units (Pack)
0200493130	2	± 0.02	0.1	20
0200493135	5 ML	± 0.05	0.05	20
0200493140	10 ML	0.10 ML	0.1	10
0200493145	20	± 0.2	0.1	10
0200493155	25 ML	± 0.2	0.1	10
0200493165	50 ML	± 0.4	0.1	10

