

Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS DE FORMA TRAPEZOIDAL CON TAPÓN PP CLASE A - ÁMBAR

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato, ámbar.

Con tapón de polipropileno.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Tapón	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)
0100496500AM	7/16	1	± 0.025
0100496502AM	7/16	2	± 0.025

Ref.	Tapón	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)
0100496504AM	10/19	5	± 0.025
0100496506AM	10/19	10	± 0.025
0100496507AM	10/19	20	± 0.025
0100496508AM	10/19	25	± 0.04
0100496510AM	12/21	50	± 0.06



Product datasheet

General Information

Product name: VOLUMETRIC FLASKS WITH PP STOPPER, CLASS A, TRAPEZOIDAL - AMBER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Manufactured in borosilicate glass in amber.

With polypropylene stopper.

Picture



Technical Information

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance ($\pm$ ML)
0100496500AM	7/16	1	0.025 ML
0100496502AM	7/16	2	0.025 ML

Product datasheet

Ref.	Stopper	Capacity (ML)	Tolerance (±ML)
0100496504AM	10/19	5 ML	0.025 ML
0100496506AM	10/19	10 ML	0.025 ML
0100496507AM	10/19	20	0.025 ML
0100496508AM	10/19	25 ML	± 0.04
0100496510AM	12/21	50 ML	± 0.06

