

Información general

Nombre de producto: MATRACES AFORADOS TIPO BATES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para análisis de azúcar.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Tolerancia (±ML)
0100496710	100	± 0.08

Product datasheet

General Information

Product name: VOLUMETRIC FLASKS, ACC. TO BATES

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For sugar analysis.

Made from borosilicate glass 3.3.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Tolerance ($\pm$ ML)
0100496710	100 ML	± 0.08