

## Información general

**Nombre de producto:** MATRAZ VOLUMÉTRICO 100 ML PARA DESTILACIÓN DE VINOS

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Compatible con equipo Gibertini.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
0100497010	100

## General Information

**Product name:** VOLUMETRIC FLASK 100 ML FOR WINE DISTILLATION

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Made from borosilicate glass 3.3.

Compatible with Gibertini system.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
0100497010	100 ML