

Información general

Nombre de producto: MATRAZ PATRÓN PARA GASOLINERAS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Indicación del porcentaje aceptado según normativa. Doble escala en seco y prehumedecido.

Fabricado según la norma UNE 82510.

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
0100497320	2000

Ficha de producto

Ref.	Capacidad (ML)
0100497340	5000
0100497360	10000
0100497380	20000



General Information

Product name: STANDARD VOLUMETRIC FLASKS FOR PETROL STATIONS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Percentage scale according official regulations.

Two scales, dry and prewetted. Manufactured according to UNE 82510 norm.

Made from borosilicate glass 3.3.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
0100497320	2000 ML

Product datasheet

Ref.	Capacity (ML)
0100497340	5000
0100497360	10000
0100497380	20000

