

## Ficha de producto

## Información general

**Nombre de producto:** BURETAS DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - SET COMPLETO

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

- Enrase a 0 automático.
- Con frasco de llenado.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492334AM	PTFE Cónica	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492337AM	PTFE Cónica	25	$\pm 0.05$	0.1

## Ficha de producto

Ref.	Llave	Capacidad (ML)	Tolerancia ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492338AM	PTFE Cónica	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492534AM	Vidrio	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492537AM	Vidrio	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492538AM	Vidrio	50	$\pm 0.05$	0.1
0100492734AM	PTFE Aguja	10	$\pm 0.02$	0.05
0100492737AM	PTFE Aguja	25	$\pm 0.05$	0.1
0100492738AM	PTFE Aguja	50	$\pm 0.05$	0.1



## General Information

**Product name:** BURETTES AUTOMATIC ZERO, CLASS A, COMPLETE SET - AMBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

- Automatic zeroing.
- Includes flask.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492334AM	CONICAL PTFE	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492337AM	CONICAL PTFE	25 ML	$\pm 0.05$	0.1

## Product datasheet

Ref.	Stopcock	Capacity (ML)	Tolerance ( $\pm$ ML)	Subdivisiones (ML)
0100492338AM	CONICAL PTFE	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492534AM	GLASS	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492537AM	GLASS	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492538AM	GLASS	50 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492734AM	PTFE NEEDLE	10 ML	$\pm 0.02$	0.05
0100492737AM	PTFE NEEDLE	25 ML	$\pm 0.05$	0.1
0100492738AM	PTFE NEEDLE	50 ML	$\pm 0.05$	0.1

