

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR TIPO CLAISEN DE 3 UNIONES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Según DIN 12594.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Esmerilado P	Esmerilado M	Esmerilado N
0100222411	14/23	14/23	14/23
0100222422	19/26	14/23	19/26
0100222441	29/32	14/23	29/32

Ficha de producto

Ref.	Esmerilado P	Esmerilado M	Esmerilado N
0100222444	29/32	29/32	29/32
0100222474	45/40	29/32	29/32



General Information

Product name: ADAPTER ACC. TO CLAISEN, 3 WAYS

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Following DIN 12594.

Picture



Technical Information

Ref.	Joint P	Joint M	Joint N
0100222411	14/23	14/23	14/23
0100222422	19/26	14/23	19/26
0100222441	29/32	14/23	29/32

Product datasheet

Ref.	Joint P	Joint M	Joint N
0100222444	29/32	29/32	29/32
0100222474	45/40	29/32	29/32

