

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR PARA DISTRIBUCIÓN, ACODADO 105°

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Disponible con rama corta y larga, ideal para la dosificación de líquidos desde los condensadores a los recipientes contenedores.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Longitud "L"; (MM)	Esmerilado
0100225451	50	14/23
0100225452	50	19/26

Ficha de producto

Ref.	Longitud "L" (MM)	Esmerilado
0100225453	50	24/29
0100225463	60	24/29
0100225464	60	29/32
0100225491	180	14/23
0100225492	180	19/26
0100225493	180	24/29
0100225494	180	29/32



General Information

Product name: DELIVERY ADAPTER, BENT 105°

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Produced in borosilicate 3.3 glass. Available with short and long stem, useful for distribution of liquid from the condensers into the receiving vessels.

Picture



Technical Information

Ref.	Length "L" (mm)	Joint
0100225451	50	14/23
0100225452	50	19/26

Product datasheet

Ref.	Length "L" (mm)	Joint
0100225453	50	24/29
0100225463	60	24/29
0100225464	60	29/32
0100225491	180	14/23
0100225492	180	19/26
0100225493	180	24/29
0100225494	180	29/32

