

Información general

Nombre de producto: SEPARADOR DE PAULY CUERPO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

La separación entre los esmerilados macho permite utilizar hasta 4 matraces de hasta 250 mL.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Esmerilado Macho	Esmerilado Hembra
0100227041	14/23	29/32

General Information

Product name: DISTILLING COW RECEIVER, BODY

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

The distance between the cone joints allows using flasks of up to 250 mL.

Picture



Technical Information

Ref.	Cone Joint	Socket Joint
0100227041	14/23	29/32