

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR HEMBRA CON OLIVA RECTA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, confiriendo a la pieza alta resistencia química y una mínima expansión térmica.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Oliva (MM)	Esmerilado
0100251711	10-11	14/23
0100251721	10-11	19/26
0100251731	10-11	24/29
0100251741	10-11	29/32

Product datasheet

General Information

Product name: SOCKET ADAPTER WITH OLIVE, STRAIGHT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Produced in borosilicate 3.3 glass, giving the product a high chemical resistance and a minimal thermal expansion coefficient.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Hose (MM)	Joint
0100251711	10-11	14/23
0100251721	10-11	19/26
0100251731	10-11	24/29
0100251741	10-11	29/32