

## Información general

**Nombre de producto:** ADAPTADOR HEMBRA CON OLIVA A 90°

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, confiriendo a la pieza alta resistencia química y una mínima expansión térmica.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Oliva (MM)	Esmerilado
0100251811	10-11	14/23
0100251821	10-11	19/26
0100251831	10-11	24/29
0100251841	10-11	29/32

## General Information

**Product name:** SOCKET ADAPTER WITH OLIVE 90°

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Produced in borosilicate 3.3 glass, giving the product a high chemical resistance and a minimal thermal expansion coefficient.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø Hose (MM)	Joint
0100251811	10-11	14/23
0100251821	10-11	19/26
0100251831	10-11	24/29
0100251841	10-11	29/32