

## Información general

Nombre de producto: FUNDAS PTFE PARA ESMERILADOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Para esmerilado NS	Unidades (Pack)
10FUTF1423	14/23	10
10FUTF1926	19/26	10
10FUTF2429	24/29	10
10FUTF2932	29/32	10

## Ficha de producto

Ref.	Para esmerilado NS	Unidades (Pack)
10FUTF3435	34/35	10
10FUTF4540	45/40	10




## General Information

**Product name:** PTFE SLEEVES FOR GROUND JOINTS

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Joint	Units (Pack)
10FUTF1423	14/23	10
10FUTF1926	19/26	10
10FUTF2429	24/29	10
10FUTF2932	29/32	10

## Product datasheet

Ref.	Joint	Units (Pack)
10FUTF3435	34/35	10
10FUTF4540	45/40	10

