

Información general

Nombre de producto: COLUMNA LISA PARA RELLENO CON BOCA LATERAL

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Boca lateral con cabeza roscada, rosca nº 18 para sujeción de termómetro o entrada de productos.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Volumen aprox. de relleno (CM3)	Altura útil (MM)	Esmerilado Hembra/Macho
0100236321	20	60	200	14/23
0100236332	25	150	300	19/26
0100236354	30	350	500	29/32
0100236367	50	1180	600	45/40

General Information

Product name: HEMPEL DISTILLATION COLUMN WITH SIDE THREAD FOR THERMOMETER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Side outlet with threaded neck, thread n°18 as a thermometer or products inlet.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Volume (CM3)	Height (MM)	Socket/Cone Joints
0100236321	20	60	200	14/23
0100236332	25	150	300	19/26
0100236354	30	350	500	29/32
0100236367	50	1180	600	45/40