

## Información general

**Nombre de producto:** COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON PLACA POROSA, ESMERILADO SUPERIOR Y LLAVE

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Llave	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)	Esmerilado
0100340410	10	PTFE Aguja	15	200	14/23
0100340415	15	PTFE Aguja	50	300	14/23
0100340420	20	PTFE Aguja	120	400	14/23

## Ficha de producto

Ref.	Ø Interior (MM)	Llave	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)	Esmerilado
0100340425	25	PTFE Aguja	235	500	29/32
0100340430	30	PTFE Aguja	410	600	29/32
0100340435	40	PTFE Aguja	980	800	29/32
0100340440	10	PTFE Cónica	15	200	14/23
0100340442	15	PTFE Cónica	50	300	14/23
0100340444	20	PTFE Cónica	120	400	14/23
0100340446	25	PTFE Cónica	235	500	29/32
0100340448	30	PTFE Cónica	410	600	29/32
0100340449	40	PTFE Cónica	980	800	29/32

# Product datasheet

## General Information

**Product name:** CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH FRITTED DISC, NS SOCKET AND STOPCOCK

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Stopcock	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)	Joint
0100340410	10	PTFE NEEDLE	15	200	14/23
0100340415	15	PTFE NEEDLE	50	300	14/23
0100340420	20	PTFE NEEDLE	120	400	14/23
0100340425	25	PTFE NEEDLE	235	500	29/32

## Product datasheet

Ref.	∅ ID (MM)	Stopcock	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)	Joint
0100340430	30	PTFE NEEDLE	410	600	29/32
0100340435	40	PTFE NEEDLE	980	800	29/32
0100340440	10	CONICAL PTFE	15	200	14/23
0100340442	15	CONICAL PTFE	50	300	14/23
0100340444	20	CONICAL PTFE	120	400	14/23
0100340446	25	CONICAL PTFE	235	500	29/32
0100340448	30	CONICAL PTFE	410	600	29/32
0100340449	40	CONICAL PTFE	980	800	29/32

