

Información general

Nombre de producto: COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON HENDIDURAS, ESMERILADO SUPERIOR Y LLAVE PTFE

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Longitud " (MM)	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100340912	10	200	15	14/23
0100340922	15	200	35	14/23
0100340924	20	400	125	29/32

Ficha de producto

Ref.	Ø Interior (MM)	Longitud "L" (MM)	Capacidad (ML)	Esmerilado Hembra
0100340936	30	600	430	29/32
0100340948	40	800	1000	29/32



Product datasheet

General Information

Product name: CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH INDENTS, PTFE STOPCOCK AND NS SOCKET

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Length "L" (mm)	Capacity (ML)	Socket Joint
0100340912	10	200	15	14/23
0100340922	15	200	35	14/23
0100340924	20	400	125	29/32
0100340936	30	600	430	29/32

Product datasheet

Ref.	Ø ID (MM)	Length "L" (mm)	Capacity (ML)	Socket Joint
0100340948	40	800	1000 ML	29/32

