

## Información general

**Nombre de producto:** COLUMNA PARA CROMATOGRAFÍA CON PLACA POROSA, ESMERILADOS, LLAVE Y TUBO SUCCIÓN

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Llave	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)	Esmerilado
0100341022	15	PTFE Cónica	35	200	14/23
0100341034	20	PTFE Cónica	125	400	14/23

## Ficha de producto

Ref.	Ø Interior (MM)	Llave	Capacidad Aprox. (ML)	Altura útil (MM)	Esmerilado
0100341044	30	PTFE Cónica	280	400	29/32
0100341046	30	PTFE Cónica	430	600	29/32
0100341122	15	PTFE Aguja	35	200	14/23
0100341134	20	PTFE Aguja	125	400	14/23
0100341144	30	PTFE Aguja	280	400	29/32
0100341146	30	PTFE Aguja	430	600	29/32



## General Information

**Product name:** CHROMATOGRAPHY COLUMN WITH FRITTED DISC, NS SOCKET, STOPCOCK AND SUCTION TUBE

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

## Picture



## Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Stopcock	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)	Joint
0100341022	15	CONICAL PTFE	35	200	14/23
0100341034	20	CONICAL PTFE	125	400	14/23
0100341044	30	CONICAL PTFE	280	400	29/32

## Product datasheet

Ref.	∅ ID (MM)	Stopcock	Capacity Approx. (ML)	Height (MM)	Joint
0100341046	30	CONICAL PTFE	430	600	29/32
0100341122	15	PTFE NEEDLE	35	200	14/23
0100341134	20	PTFE NEEDLE	125	400	14/23
0100341144	30	PTFE NEEDLE	280	400	29/32
0100341146	30	PTFE NEEDLE	430	600	29/32

