

Información general

Nombre de producto: DESECADORES EN VIDRIO NOVUS PARA VACÍO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Vidrio borosilicato. Tapa botón a rosca, sin placa.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Interior (MM)	Capacidad Aprox. (ML)
0200929211	150	1500
0200929221	200	4000
0200929251	250	6000
0200929261	300	10000

General Information

Product name: DESECADORES EN VIDRIO NOVUS PARA VACÍO

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Ø ID (MM)	Capacity Approx. (ML)
0200929211	150	1500
0200929221	200	4000
0200929251	250	6000
0200929261	300	10000