

Información general

Nombre de producto: EXTRACTOR SOXHLET 2000 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Cuerpo extractor 2000 ml (ref. 0100322109)
- Tapa esmerilado plano (ref. 0100322119)
- Brida acero inoxidable 100 mm (ref. 0100198006)
- Refrigerante doble superficie (ref. 0100233937)
- Matraz 4000 ml (ref. 0100101117)

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
0100322190	Completo / Complete

General Information

Product name: EXTRACTION APPARATUS SOXHLET 2000 ML

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Body extractor 2000 ml (ref. 0100322109)
- Flat joint cover (ref. 0100322119)
- Stainless steel clamp 100 mm (ref. 0100198006)
- Double cooling, condenser (ref. 0100233937)
- Flask 4000 ml (ref. 0100101117)

Picture



Technical Information

Ref.	Features
0100322190	Completo / Complete