

Información general

Nombre de producto: EMBUDOS FORMA ALEMANA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricados en vidrio borosilicato 3.3. Vástago corto, conicidad a 60º.

Conformes con la norma ISO 4798.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Máximo (MM)	Longitud vástago (MM)	Ø Exterior vástago (MM)
0100240010	40	40	8
0100240020	50	50	8

Ficha de producto

Ref.	Ø Máximo (MM)	Longitud vástago (MM)	Ø Exterior vástago (MM)
0100240030	60	60	8
0100240040	80	80	8
0100240060	100	100	10
0100240070	120	120	12
0100240080	150	150	16
0100240090	200	150	24
0100240092	250	175	30
0100240096	300	175	34



General Information

Product name: FUNNELS GERMAN SHAPE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Made of borosilicate glass 3.3. Short stem, 60º conicity.

According to ISO 4798 standard.

Picture



Technical Information

Ref.	Maximum Ø (MM)	Stem Length (MM)	OD Stem (MM)
0100240010	40	40	8
0100240020	50	50	8

Product datasheet

Ref.	Maximum Ø (MM)	Stem Length (MM)	OD Stem (MM)
0100240030	60	60	8
0100240040	80	80	8
0100240060	100	100	10
0100240070	120	120	12
0100240080	150	150	16
0100240090	200	150	24
0100240092	250	175	30
0100240096	300	175	34

