

Información general

Nombre de producto: BOMBA DE VACÍO (~19 L/MIN)

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Bomba de vacío impulsada por pistón, sin aceite. Satisface las más altas expectativas en términos de fiabilidad y facilidad de uso.

Baja vibración y baja emisión de ruido. Su diseño es compacto y es fácil de transportar.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Vacío máximo	Voltaje	Caudal máximo	Potencia	Nivel de ruido
10BOVT3200	620 mmHg	220 V / 50 Hz	19 L/min	1/8 HP	45 dB

General Information

Product name: VACUUM PUMP (~19 L/MIN)

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Piston powered, oil-free vacuum pump. Meets the highest expectations in terms of reliability and ease of use.

Low vibration and low noise emission. Compact design and easy to transport.

Picture



Technical Information

Ref.	Max. vaccum	Voltage	Max. flow rate	Power	Noise level
10BOVT3200	620 mmHg	220 V / 50 Hz	19 L/min	1/8 HP	45 dB