

Información general

Nombre de producto: FILTRO CILÍNDRICO PARA GASES EN LÍQUIDOS

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Para difusión de gases en líquidos.

Porosidad nº 1 y 2.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Placa (MM)	Altura útil (MM)	Porosidad
0100261211	15	250	1
0100261212	15	250	2
0100261221	20	250	1
0100261222	20	250	2

General Information

Product name: GAS DISPERSION TUBE, CYLINDRICAL FILTER

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

For gas dispersion in liquids.

Porosity nº 1 and 2.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Disc (MM)	Height (MM)	Porosity
0100261211	15	250	1
0100261212	15	250	2
0100261221	20	250	1
0100261222	20	250	2