

Información general

Nombre de producto: FILTRO TIPO GOOCH

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con placa filtrante y esmerilado macho.

Porosidad nº 0 al 4.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Placa (MM)	Capacidad Aprox. (ML)	Esmerilado	Porosidad
0100263610	20	30	29/32	0
0100263611	20	30	29/32	1

Ficha de producto

Ref.	Ø Placa (MM)	Capacidad Aprox. (ML)	Esmerilado	Porosidad
0100263612	20	30	29/32	2
0100263613	20	30	29/32	3
0100263614	20	30	29/32	4



General Information

Product name: FILTER FUNNEL, GOOCH TYPE

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

With fritted disc and ground cone.

Porosity nº 0 to 4.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Disc (MM)	Capacity Approx. (ML)	Joint	Porosity
0100263610	20	30	29/32	0
0100263611	20	30	29/32	1

Product datasheet

Ref.	Ø Disc (MM)	Capacity Approx. (ML)	Joint	Porosity
0100263612	20	30	29/32	2
0100263613	20	30	29/32	3
0100263614	20	30	29/32	4

