

Información general

Nombre de producto: FRASCO ISO GRADUADO CON TAPA ROSCADA PP

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3, según UNE-EN-ISO 4796. Esterilizable a 140º.

Incluidos tapones roscados GL de polipropileno, con anillo de vertido. El frasco contiene una zona de escritura.

Fotografía



Datos técnicos

| Ref. | Tapa/Color | Capacidad (ML) | Nº Rosca | Unidades (Pack) |
|------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| 0200160007 | Azul | 50 | GL-32 | 10 |
| 0200160010 | Azul | 100 | GL-45 | 10 |

Ficha de producto

| Ref. | Tapa/Color | Capacidad (ML) | Nº Rosca | Unidades (Pack) |
|------------|------------|----------------|----------|-----------------|
| 0200160020 | Azul | 250 | GL-45 | 10 |
| 0200160030 | Azul | 500 | GL-45 | 10 |
| 0200160040 | Azul | 1000 | GL-45 | 10 |
| 0200160050 | Azul | 2000 | GL-45 | 10 |
| 0200160053 | Azul | 3000 | GL-45 | 6 |
| 0200160055 | Azul | 3800 | GL-45 | 4 |
| 0200160060 | Azul | 5000 | GL-45 | 1 |
| 0200160070 | Azul | 10000 | GL-45 | 1 |
| 0200160080 | Azul | 20000 | GL-45 | 1 |



General Information

Product name: ISO LABORATORY BOTTLE WITH PP SCREW CAP, GRADUATED

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

From borosilicate glass 3.3, according to UNE-EN-ISO 4796. Sterilizable at 140 °C.

Picture



Technical Information

| Ref. | Tapa/Color | Capacity (ML) | Thread Nº | Units (Pack) |
|------------|------------|---------------|-----------|--------------|
| 0200160007 | Azul | 50 ML | GL-32 | 10 |
| 0200160010 | Azul | 100 ML | GL-45 | 10 |
| 0200160020 | Azul | 250 ML | GL-45 | 10 |
| 0200160030 | Azul | 500 | GL-45 | 10 |

Product datasheet

| Ref. | Tapa/Color | Capacity (ML) | Thread Nº | Units (Pack) |
|------------|------------|---------------|-----------|--------------|
| 0200160040 | Azul | 1000 ML | GL-45 | 10 |
| 0200160050 | Azul | 2000 ML | GL-45 | 10 |
| 0200160053 | Azul | 3000 ML | GL-45 | 6 |
| 0200160055 | Azul | 3800 | GL-45 | 4 |
| 0200160060 | Azul | 5000 | GL-45 | 1 |
| 0200160070 | Azul | 10000 | GL-45 | 1 |
| 0200160080 | Azul | 20000 | GL-45 | 1 |

