

Información general

Nombre de producto: FRASCO ISO GRADUADO BOCA ANCHA, TAPA ROSCADA PP

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Zona de escritura. Tapas roscadas GL-100 azules. Esterilizable.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200160550	Blanco	2000	GL-100
0200160550AM	Ámbar	2000	GL-100
0200160560	Blanco	5000	GL-100

Ficha de producto

Ref.	Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200160560AM	Ámbar	5000	GL-100
0200160570	Blanco	10000	GL-100
0200160570AM	Ámbar	10000	GL-100
0200160580	Blanco	20000	GL-100
0200160580AM	Ámbar	20000	GL-100



General Information

Product name: FRASCO ISO GRADUADO BOCA ANCHA, TAPA ROSCADA PP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Colour	Capacity (ML)	Thread Nº
0200160550	White	2000 ML	GL-100
0200160550AM	Amber	2000 ML	GL-100
0200160560	White	5000	GL-100
0200160560AM	Amber	5000	GL-100

Product datasheet

Ref.	Colour	Capacity (ML)	Thread N°
0200160570	White	10000	GL-100
0200160570AM	Amber	10000	GL-100
0200160580	White	20000	GL-100
0200160580AM	Amber	20000	GL-100

