

## Información general

**Nombre de producto:** FRASCO ISO GRADUADO CON TAPA ROSCADA RESINA DE MELAMINA Y JUNTA PTFE - ÁMBAR

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Zona de escritura. Tapas roscadas GL intercambiables en resina de melamina, con junta PTFE. Esterilizable a 180°C.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Tapa/Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200161008	Rojo	25	GL-25
0200161010	Rojo	50	GL-32

## Ficha de producto

Ref.	Tapa/Color	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0200161012	Rojo	100	GL-45
0200161022	Rojo	250	GL-45
0200161032	Rojo	500	GL-45
0200161042	Rojo	1000	GL-45
0200161044	Rojo	2000	GL-45
0200161046	Rojo	3800	GL-45
0200161047	Rojo	5000	GL-45
0200161049	Rojo	10000	GL-45
0200161050	Rojo	20000	GL-45



## General Information

**Product name:** ISO LABORATORY BOTTLE WITH MELANINE RESIN SCREW CAP AND PTFE LINER, GRADUATED - AMBER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

Write-on patch. With GL interchangeable melanine resin screw cap, with PTFE liner and pouring ring. Sterilizable 180 °C.

## Picture



## Technical Information

Ref.	Tapa/Color	Capacity (ML)	Thread N <sup>o</sup>
0200161008	Rojo	25 ML	GL-25
0200161010	Rojo	50 ML	GL-32

## Product datasheet

Ref.	Tapa/Color	Capacity (ML)	Thread N°
0200161012	Rojo	100 ML	GL-45
0200161022	Rojo	250 ML	GL-45
0200161032	Rojo	500	GL-45
0200161042	Rojo	1000 ML	GL-45
0200161044	Rojo	2000 ML	GL-45
0200161046	Rojo	3800	GL-45
0200161047	Rojo	5000	GL-45
0200161049	Rojo	10000	GL-45
0200161050	Rojo	20000	GL-45

