

Información general

Nombre de producto: FRASCO ISO, GRADUADO, CUADRADO, CON TAPÓN

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Nº Rosca
10FISC0500	500	GL-80
10FISC1000	1000	GL-80
10FISC2000	2000	GL-80
10FISC5000	5000	GL-80

General Information

Product name: ISO LABORATORY BOTTLE, SQUARED, WITH CAP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Thread N°
10FISC0500	500	GL-80
10FISC1000	1000 ML	GL-80
10FISC2000	2000 ML	GL-80
10FISC5000	5000	GL-80