

Información general

Nombre de producto: FRASCO LAVADOR DE GASES DRECHSEL CON DEDAL DIFUSOR - COMPLETO, 500 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Cuerpo 500 ml (ref. 0100258806)
- Cabeza (ref. 0100259140)
- Porosidad nº 1

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)	Esmerilado
0100259164	Completo / Complete	500	29/32

General Information

Product name: GAS WASHING BOTTLE DRECHSEL WITH FRITTED CYLINDER - COMPLETE, 500 ML

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Body 500 ml (ref. 0100258806)
- Head (ref. 0100259140)
- Porosity nº 1

Picture



Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)	Joint
0100259164	Completo / Complete	500	29/32