

Información general

Nombre de producto: FRASCO LAVADOR DE GASES DRECHSEL CON CABEZA ROSCADA Y DEDAL DIFUSOR - COMPLETO, 250 ML

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Compuesto por las siguientes piezas:

- Cuerpo 250 ml GL-45 (ref. 0100258958)
- Cabeza (ref. 0100259200)
- Porosidad nº 1

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características	Capacidad (ML)	Nº Rosca
0100259259	Completo / Complete	250	GL-45

General Information

Product name: GAS WASHING BOTTLE DRECHSEL WITH THREADED TOP AND FRITTED CYLINDER - COMPLETE, 250 ML

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Includes the following products:

- Body 250 ml GL-45 (ref. 0100258958)
- Head (ref. 0100259200)
- Porosity nº 1

Picture



Technical Information

Ref.	Features	Capacity (ML)	Thread Nº
0100259259	Completo / Complete	250 ML	GL-45