

Información general

Nombre de producto: FRASCOS LAVADORES

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Frascos lavadores de polietileno. Tapón a rosca, tubo de salida con obturador.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)	Unidades (Pack)
10FLPE0250	250	10
10FLPE0500	500	10
10FLPE1000	1000	10

General Information

Product name: WASH BOTTLES

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Wash bottles from polyethylene. Screw cap with swan neck.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)	Units (Pack)
10FLPE0250	250 ML	10
10FLPE0500	500	10
10FLPE1000	1000 ML	10