

Información general

Nombre de producto: ADAPTADOR ROTAVIALES ROSCA GL-18

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Este adaptador permite la conexión de viales estándar con rosca GL-18 directamente a un rotavapor. El adaptador tiene una boca NS-29/32 en la parte superior y una conexión GL-18 en la parte inferior. Fabricado en PTFE.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Características
10ADGL4218	Completo / Complete

Product datasheet

General Information

Product name: ADAPTER FOR ROTARY EVAPORATORS, GL-18 THREAD

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

This adapter allows the connection of standard vials with GL-18 thread directly to a rotary evaporator. The adapter has a NS-29/32 socket at the top and a GL-18 connection at the bottom. Made of PTFE.

Picture



Technical Information

Ref.	Features
10ADGL4218	Completo / Complete