

## Información general

**Nombre de producto:** HOMOGENEIZADOR ÉMBOLO CÓNICO

**Fecha Rev.:** Jul 11, 2023

**Detalles:**

Con émbolo cónico de vidrio para pequeñas cantidades de producto. Varilla de vidrio de 8 mm. Ø.

## Fotografía



## Datos técnicos

Ref.	Capacidad máxima (ml)
0100245611	2 ml

## General Information

**Product name:** HOMOGENISERS, CONICAL PLUNGER

**Rev. Date:** Jul 11, 2023

**Details:**

With conical glass plunger for small quantities of product. Glass plunger shaft 8 mm  $\phi$ .

## Picture



## Technical Information

Ref.	Maximum capacity (ml)
0100245611	2 ml