

Información general

Nombre de producto: CRISTALIZADOR CON PICO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

En vidrio borosilicato.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø (MM)	Capacidad (ML)	Altura (mm)
0200925006	60	80	40
0200925010	100	300	50
0200925012	125	600	63
0200925015	150	1000	75
0200925020	200	2500	120

General Information

Product name: CRYSTALLIZING DISH, WITH SPOUT

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Borosilicate glass.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø (MM)	Capacity (ML)	Height (mm)
0200925006	60	80	40
0200925010	100	300	50
0200925012	125	600	63
0200925015	150	1000 ML	75
0200925020	200	2500	120