

Información general

Nombre de producto: BIDÓN DE ALMACENAMIENTO CON GRIFO

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Con asa para transporte, tapón a rosca y grifo con junta de seguridad.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Capacidad (ML)
10BGPE0005	5000
10BGPE0010	10000
10BGPE0025	25000
10BGPE0050	50000

Product datasheet

General Information

Product name: CARBOY BOTTLES WITH STOPCOCK

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

HDPE aspirator bottle.

With handle for transport, screw cap and stopcock with o-ring.

Picture



Technical Information

Ref.	Capacity (ML)
10BGPE0005	5000
10BGPE0010	10000
10BGPE0025	25000
10BGPE0050	50000