

Información general

Nombre de producto: TUBOS DE CENTRÍFUGA, FONDO REDONDO, SIN GRADUAR

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Cilíndricos; fondo redondo. De grueso espesor.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Capacidad (ML)
0100159015	16	100	10
0100159025	24	100	25
0100159050	34	100	50
0100159080	44	100	80

General Information

Product name: CENTRIFUGE TUBES, ROUND BOTTOM, NO GRADUATION

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Cylindrical. Round bottom and thick walls.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Capacity (ML)
0100159015	16	100	10 ML
0100159025	24	100	25 ML
0100159050	34	100	50 ML
0100159080	44	100	80