

Información general

Nombre de producto: TUBOS DE CENTRÍFUGA, FONDO REDONDO, TAPÓN DE BAQUELITA

Fecha Rev.: Jul 11, 2023

Detalles:

Cilíndricos; fondo redondo. Con tapón de baquelita a rosca.

Fotografía



Datos técnicos

Ref.	Ø Exterior (MM)	Longitud (mm)	Rosca	Capacidad (ML)
0100159200	16	100	SVL-13	12
0100159204	34	110	SVL-25	50

Product datasheet

General Information

Product name: CENTRIFUGE TUBES, ROUND BOTTOM, BAKELITE SCREW CAP

Rev. Date: Jul 11, 2023

Details:

Cylindrical. Round bottom. With bakelite screw cap.

Picture



Technical Information

Ref.	Ø Exterior (MM)	Length (mm)	Thread	Capacity (ML)
0100159200	16	100	SVL-13	12
0100159204	34	110	SVL-25	50 ML